

MODULO ACCETTAZIONE CAMPIONI ANIMALI SELVATICI

NRG.....
RIF*.....
*Riportare il NRG di origine e allegare relativa copia della richiesta.

Rev. 0 del 28.03.2017

DATI RICHIEDENTE

DENOMINAZIONE ENTE.....
INDIRIZZO.....
CAP.....COMUNE.....PROVINCIA.....
TELEFONO.....FAX.....E-MAIL.....

DATI ANIMALE

SPECIE.....
SESSO.....
ETÀ giovane adulto non determinabile

LUOGO DEL RITROVAMENTO

Via/Località.....
Comune.....Provincia.....

MATERIALE PRELEVATO (vedi allegato 1)

ENCEFALO POLMONE TAMPONE NASALE TAMPONE CONGIUNTIVALE
COAGULO INTRACARDIACO TAMPONE RETTALE URINA
TAMPONE VESCICALE (in assenza di urine)

SINTOMATOLOGIA

PRESENTE* ASSENTE

*Descrizione dei sintomi osservati

.....
.....
.....

DATA...../...../.....

FIRMA VETERINARIO PRELEVATORE.....

INDICAZIONE PER I PRELIEVI

Condizioni di trasporto dei prelievi:


- Il materiale è da inviare possibilmente entro le 24 ore dal prelievo in condizioni di refrigerazione, altrimenti congelare a -20°C.
- Le urine sono da congelare quanto prima.
- Il coagulo intracardiaco non va congelato, ma solo refrigerato.

Encefalo:

L'encefalo (cervello + cervelletto) va prelevato tutto e suddiviso in 2 parti:

1/3: inviare a DMV;

2/3 fissare in formalina (rapporto organo/formalina: almeno 1/5) ed inviare a Istologia (ACC).



1/3 DMV

2/3 ACC

Polmone:

N. 2 aliquote in contenitori distinti (porzioni di circa 5 x 4 cm): inviare a DMV

N. 1 aliquota per Istologia (2 porzioni di circa 2 x 1 cm): fissare in formalina (rapporto organo/formalina: almeno 1/5) ed inviare ad Istologia (ACC).

Tamponi (nasale, rettale, congiuntivale, vescicale):

Mettere in idoneo terreno di trasporto (fornito da DMV) ed inviare a DMV.

Urina (massimo 5ml), coagulo intracardiaco (tutto il materiale disponibile): inviare a DMV.