



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

# **ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI NELLA SEZIONE DI GROSSETO**

***Criticità sull'accettazione, trasferimento  
e gestione dei campioni destinati  
al laboratorio di  
SIEROLOGIA***



Maira Guidoni Grosse

to 22/03/2016

1



# **RIFERIMENTI**

**PG ACC 003**

**PG SPG 001**

**PG BIL 001**

## **Nella Sezione di Grosseto:**

**Il personale di turno in accettazione  
esegue la preaccettazione del campione  
inserendo i dati richiesti sul SIL**

**.....e contrassegnando con il numero di  
registrazione generato dal SIL  
il verbale di prelievo e i campioni come  
indicato nella  
PG SPG 001.**



Sembrerebbe nulla...

Ma in realtà anche per questi semplici  
passaggi è necessario porre particolare  
attenzione

Perché...





**i dati che inseriamo serviranno non solo per la gestione di  
quel campione, delle prove associate e  
del rapporto di prova ma....**





**....anche, e non di minor importanza, per i debiti  
informativi che abbiamo nei confronti di ASL,  
REGIONE, MINISTERO DELLA SALUTE, UE...**

**..Sia per la rendicontazione economica  
sia per l'alimentazione dei dati per i piani di  
controllo/sorveglianza**



**...anche se attività non gestite direttamente da noi è da ciò che è stato inserito nel SIL che il CED estrarrà i dati per rendicontare/alimentare i vari sistemi di sorveglianza**



Se c'è stato un errore nell'inserimento di un dato o questo è assente o incompleto il record verrà scartato con penalità sia di tipo economico per l'Istituto ( per quanto riguarda i piani finanziati) sia di tipo “sanitario” laddove per es. deve essere raggiunto un certo numero di controlli per ottenere/mantenere una qualifica e/o dimostrare lo stato sanitario di un territorio

# IMPORTANTE FARLO BENE LA PRIMA VOLTA

Anche se è possibile rimediare nelle  
fasi successive del percorso su SIL,  
dall'accettazione e anche dopo  
l'emissione del rapporto di prova...  
qualcosa può sempre sfuggire

# Tipologia di Campioni destinati al laboratorio di Sierologia e Tipologia di Richieste

# Tipologia di campioni

- sangue senza Anticoagulante (tappo rosso)
- siero
- sangue con anticoagulante (EDTA)  
(tappo viola) x diagnosi VIROLOGICA/PARASSITOLOGICA e  
per **GENOTIPIZZAZIONE**

- insetti

## *Più raramente*

- Latte di massa **BOVINO** ( per Profilassi brucellosi e leucosi )

## *eccezionalmente*

- feci (per es. per MVS)
- liquido seminale (per AVE)

# Tipologia di richieste

Possono essere fatte da:

- Veterinario Ufficiale ASL (prelievo ufficiale)
- Veterinario Libero Professionista autorizzato da ASL (prelievo ufficiale)
- Veterinario Libero Professionista (Prelievi per diagnostica)



# Tipologia di richieste

## Per “*BRANCA*”

- Profilassi di Stato
- Piano di Sorveglianza SIEROLOGICA  
BLUE TONGUE
- Piano di Sorveglianza ENTOMOLOGICA  
BLUETONGUE
- Piano di Sorveglianza MVS
- Piano di Sorveglianza ANEMIA  
INFETTIVA



# TIPOLOGIA RICHIESTE

- Piano Nazionale AVE
- Diagnostica Indiretta
- Piano Regionale di **CONTROLLO IBR**
- Piano **ANABIC IBR** 5 RAZZE DA CARNE ITALIANE
- Piano di **SELEZIONE GENETICA** PER RESISTENZA SCRAPIE

# COSA E' IMPORTANTE VERIFICARE

**....e sarebbe importante farlo notare subito  
a chi consegna i campioni  
anche se eventuale  
accettazione con riserva/respingimento  
sarà  
gestita dal responsabile del laboratorio**

## IMPORTANTE

- Verificare che il numero di campioni indicato nel verbale corrisponda con i campioni pervenuti
- che i campioni siano identificati e che ci sia corrispondenza con quanto indicato nel verbale di prelievo

# IMPORTANTE VERIFICARE

- ***CONGRUENZA TRA TIPOLOGIA DI RICHIESTA E TIPOLOGIA DI CAMPIONE***
- per es. NON può essere richiesta DIAGNOSI VIROLOGICA e/o PARASSITOLOGICA su campioni di SIERO O SANGUE con coagulo: è **NECESSARIO SANGUE CON EDTA**

- *NON PUO' ESSERE RICHIESTA  
DIAGNOSI VIROLOGICA SU CAMPIONI  
DI SANGUE CON ANTICOAGULANTE  
DIVERSO DA EDTA ( PER Es. SODIO  
CITRATO)*

**RESPINGIMENTO CAMPIONI**



# **IMPORTANTE VERIFICARE**

**Che siano in quantità sufficiente  
per le prove richieste**





## particolare attenzione

- ai campioni per la titolazione degli anticorpi per la rabbia (almeno 500 microlitri di siero ),
- ai campioni in cui sono richieste prove anche per altri laboratori es. CENTRI GENETICI, AUTORIZZAZIONE STALLONI...
- SENTINELLE BLUETONGUE (in caso di positività invio centro di referenza)



# Inserimento dati nel SIL

per i campioni prelevati da ASL è  
importante inserire correttamente il distretto  
(aspettiamo indicazioni per area vasta)

in quanto questo è collegato in BDN al  
codice dell'azienda di provenienza

Quindi dobbiamo verificare che siano presenti sul verbale di prelievo tutti i dati richiesti :

- Codice aziendale 011GR294

È FONDAMENTALE!!! In quanto ci permette di identificare univocamente quell'azienda e la sua collocazione nel territorio (georeferenziazione)

Se viene utilizzata la modulistica stampata da BDN è sicuramente presente e quindi non ci sono possibilità di errore

- dati del proprietario/detentore
- firma del veterinario
- identificativo dei capi e progressivo
- motivo del prelievo (se non desumibile dal modulo di invio)

Dopo aver effettuato la preaccettazione è  
**IMPORTANTE TRASFERIRE**  
**I CAMPIONI IN LABORATORIO**  
che procederà a completare l'accettazione  
e a gestire eventuali trasferimenti ad altra  
sede.

Per i campioni di sangue + EDTA

è necessario che siano collocati al più presto

a Temperatura di Refrigerazione

Relativamente ai campioni con esami a pagamento  
un accenno a quelli per la titolazione degli  
anticorpi per la rabbia e per la ricerca di anticorpi  
anti leishmania: questi esami sono sempre a  
pagamento anche se prelevati dai veterinari ASL

Eccezione: se questi dichiarano sul verbale che il  
prelievo è effettuato per Compiti d'Istituto\_

CHIEDERE CODICE FISCALE del proprietario



# TIPOLOGIA RICHIESTE

- Piano Regionale di **CONTROLLO IBR**
- Piano **ANABIC IBR** 5 RAZZE DA CARNE ITALIANE
- Piano di **SELEZIONE GENETICA** PER RESISTENZA SCRAPIE



# Piano Regionale di Selezione genetica per la

## Resistenza alle TSE negli ovini

**SANGUE + EDTA**

**REGIONE TOSCANA** **Allegato 2**  
**PROGETTO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLE TSE NEGLI OVINI**  
**SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI**

Verbale n. \_\_\_\_\_ AUSL \_\_\_\_\_ Prelevatore \_\_\_\_\_ Data prelievo      
 Proprietario: \_\_\_\_\_ Codice azienda (allevamento)           Comune     Provincia

[illegible]

(1) da inserire solo nell'eventualità prevista dalla nota (2)

(2) Codice identificativo del capo: data l'importanza del presente dato, si ricorda di Inserire il codice completo, verificandone sempre la correttezza. La completezza deve essere garantita soprattutto nelle situazioni in cui il Codice fosse composto da un codice aziendale diverso da quello già riportato in intestazione (ad es. 000TV000+numero progressivo).

Firma  
del Titolare dell'azienda

(3) Per il motivo del prelievo utilizzare i seguenti codici:

- 1 agnelli o montoni
- 2 femmine per la definizione dei gruppi di monta
- 3 maschi o femmine del campione casuale di verifica
- 4 genotipizzazioni per la gestione di un focolaio di Scrapie ovina

(4) Indicare sempre almeno mese (anche presunto) e anno di nascita  
Veterinario prelevatore  
Timbro e Firma



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana *M. Aleandri*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Maira Guidoni Grosse

to 22/03/2016

32