



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  
Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e  
unità centrale di crisi  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0027078-25/10/2019-DGSAF-MDS-P

< *Trasmissione elettronica*  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro-Classif: **I.1.a.e/2019/7**

**REGIONI E PROVINCE AUTONOME**  
Assessorati alla Sanità  
Servizio Veterinario

**IIZZSS**

**UNAITALIA**

All'att.ne. dott.ssa Rossella Pedicone  
[r.pedicone@unaitalia.com](mailto:r.pedicone@unaitalia.com)

**ASSOAVI**

E, per conoscenza:

**CNR Salmonellosi- c/o IZSVe (PD)**  
**COVEPI – c/o IZSAM**  
**CRAB- c/o IZSLT (RM)**

**OGGETTO: Piani nazionali di controllo salmonellosi negli avicoli – PNCS modifica punto 4.3-modifica delle modalità operative di invio degli isolati di Salmonella ottenuti da PNCS in regime di autocontrollo al Centro di Referenza nazionale Antibiotico resistenza (CRAB).**

Si comunica che con il fine di semplificare e ottimizzare l'invio al CRAB degli isolati di Salmonella ottenuti da PNCS in regime di autocontrollo per essere sottoposti ai test di sensibilità agli antibiotici e riportati all' UE secondo normativa vigente (DEC. 2013/652/EU), è stata approvata una nuova procedura operativa **che modifica il punto 4.3.2 del PNCS 2019-21**, annullando di fatto, solo per i campioni ottenuti in autocontrollo, la cadenza temporale (trimestrale) stabilita per l'invio dei campioni al CRAB.

La nuova procedura prevede i diversi punti di seguito elencati:

- a) I laboratori che isolano ceppi di Salmonella spp. da campioni in autocontrollo nell'ambito del PNCS garantiscono il mantenimento degli isolati in condizioni di conservazione (almeno -20°C) fino al mese di marzo successivo all'anno di isolamento, garantendo altresì la tracciabilità degli isolati secondo quanto previsto da PNCS: informazioni "anagrafiche" relative al campione (codice univoco di prelievo, informazioni relative al numero progressivo -se da uno stesso gruppo o da uno o più campioni sono stati isolati diversi sierotipi- e qualora necessario dalla matrice di origine.

**b)** Il CRN-AR, NRL-AR in collaborazione con Ministero Salute, DGSAF, IZS Abruzzo e Molise – SISalm, procederà a selezionare in modo casuale dal database SISalm gli identificativi degli isolati ottenuti in regime di autocontrollo per ogni produzione avicola, in modo tale da integrare con isolati da autocontrollo la numerosità di isolati da testare per il profilo di antibioticoresistenza e poterli riportare all’Autorità Sovranazionale. La selezione da SISalm avverrà almeno una volta a fine anno.

**c)** Ai laboratori che detengono e conservano isolati di Salmonella ottenuti da autocontrollo secondo le suddette modalità, verrà richiesto di inviare gli isolati selezionati, corredati con il minimo set di dati di cui al punto **a.)**, come previsto da PNCS.

Gli isolati saranno inviati al CRN-AR NRL-AR in tamponi con terreno di trasporto, secondo condizioni di spedizione descritte nella normativa vigente (Biological substances, UN3373 Cat B).

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

\*f.to Silvio BORRELLO

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993