

**ISTRUZIONI PER IL CAMPIONAMENTO DEI PESCI E MODALITA' DI  
CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEL CAMPIONE**

- Prelevare di preferenza pesci morenti e/o in buono stato di conservazione e, se possibile, anche esemplari apparentemente sani (ponendoli in contenitori separati e identificati).
- Inviare al laboratorio possibilmente un numero non inferiore a 10 soggetti.
- Se sono coinvolte più specie effettuare il campionamento in modo tale che siano rappresentate in maniera proporzionale.
- Il campione deve essere conservato e trasportato a temperatura di refrigerazione( + 4° C +/- 2° C).
- Il campione non deve essere congelato.
- Il campione deve essere consegnato al laboratorio al massimo entro 24 ore e comunque nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui non sia possibile la consegna entro il tempo stabilito la Provincia concorderà con il laboratorio eventuali modalità alternative.
- Come modulo di accompagnamento del campione deve essere utilizzata la scheda di invio campioni di cui all'allegato 1/B.